

Générateur d'azote Genius 3010

Nous n'avons rien à déclarer mis à part notre **Genius.**

Notre gamme Genius propose des générateurs de gaz sans à-coups, silencieux, sûrs et plus efficaces que tout ce qu'on trouve ailleurs sur le marché. La **gamme Genius** offre une superbe performance technique en laboratoire, accompagnée de notre prestation de classe internationale en service après-vente.

*Your local **gas generation** partner*



Générateur d'azote Genius 3010

Caractéristiques et avantages:

Autonome – Pas besoin d'un compresseur externe

Silencieux – Compartiment compresseur isolé pour une perturbation minimale

Mobile – Pourvu de roulettes pour un déplacement facile

Installation simple – Générateur prêt à l'emploi

Économique – Plus rentable que toute autre méthode d'alimentation en gaz

Pratique – Gaz fourni à la demande, sans risque pour la santé, finis les tracas concernant les panes de gaz

Le générateur d'azote Genius 3010 est spécialement conçu comme un système autonome destiné à alimenter en gaz des applications individuelles CPL/ SM nécessitant un débit élevé d'azote.

Spécifications techniques

Débit max de la sortie de	64 L/min / 2.26 CFM
Pression maximale de la sortie de gaz	6.90 bar / 100 psi
Température de fonctionnement min/max	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
Humidité relative max	80% Sans condensation
Altitude max	2000 Mètres
Particules	< 0.01µm
Sorties de gaz	1 BSPP de 1/4 po
Phthalates	Aucun
Liquides en suspension	Aucun
Niveau de bruit	54 dB(A) @ 1m
Exigences électriques	230v 50/60Hz 12A
Consommation d'énergie	2990 watts
Dimensions du générateur (cm/po) L x P x H	60 x 85 x 133 / 23.6 x 33.4 x 52.4
Poids (kg/ lbs)	189 / 417

Peak Scientific France

Tél: +33 164 86 29 82

Peak Scientific R-U

Tél: +44 (0) 141 812 8100

Fax: +44 (0)141 812 8200

Pour une liste complète de nos bureaux du monde entier, visitez

Notre site Web :

www.peakscientific.fr

Homologations
du produit



Informations à la commande

Numéro de pièce: Genius 3010 10-6310

Forfait d'entretien annuel Genius 3010 08-4781

Plan de maintenance standard 09-3110

Plan de maintenance complet 09-3010

Notre site web: www.peakscientific.com

Notre courriel: genius@peakscientific.com

Le système de gestion de la qualité de Peak Scientific Ce système est conforme à la norme : ISO:9001:2008



FM 515973