

Générateur d'azote Genius 1022

Nous n'avons rien à déclarer sauf notre **Genius.**

Notre nouvelle gamme de **générateurs de gaz** Genius est la plus fine, la plus silencieuse, la plus sûre et la plus efficace de tout le marché. La **gamme Genius** offre de superbes performances techniques en laboratoire et est livrée avec notre service après-vente de « classe mondiale ».

PEAK SCIENTIFIC. SE LAISSE EMPORTER PAR LE COURANT.



Générateur d'azote Genius 1022

Caractéristiques et avantages :

Indépendent - Pas de compresseur externe requis

Intelligent - Fonctionnement et affichage optimaux

Silencieux - Le compartiment de compresseur est isolé pour un minimum de perturbation

Mobile - Le générateur est fourni avec des roulettes pour une mobilité facile

Installation simple - Le générateur est conçu comme un système plug & play

Économique - Plus rentable que tout autre méthode d'alimentation en gaz

Pratique - Gaz à la demande, aucun risque pour la santé et pas besoin de se soucier du manque de gaz

Spécifiquement conçu pour fonctionner avec le Thermo Scientific et les Instruments Shimadzu LC / MS, le générateur d'azote Genius 1022 est la solution éprouvée de Peak Scientific pour les applications LC / MS qui nécessitent une forte pression d'alimentation en azote jusqu'à 8 bar (116 psi). Des Tests approfondis du générateur par les fabricants de Mass Spec tout au long du processus de développement garantissent la meilleure solution d'azote pour votre LC / MS.

Spécifications techniques

Azote	32 L/min @ 8 bar / 1,13 CFM @ 116 psi
Température de fonctionnement min. / max.	5 °C - 35°C / 41°F - 95°F
Humidité relative max. :	80% sans condensation
Altitude max. :	2000 Mètres
Particules	< 0,01µm
Sorties de gaz	1x 1/4" BSP
Phthalates	Aucun
Liquides en suspension	Aucun
Niveau de bruit	54 dB(A) @ 1m
Exigences électriques	230v 50/60Hz 7,0A
Consommation électrique	1610 watts
Dimensions (cm / ins) LxPxH	60 x 75 x 71,2 / 23,6 x 29,5 x 28
Poids (kg / lbs)	95 / 209

Peak Scientific Amérique du Nord

Tel: +1 866 647 1649

Fax: +1 978 608 9503

Peak Scientific Royaume-Uni

Tel: +44 (0)141 812 8100

Fax: +44 (0)141 812 8200

Pour une liste complète de nos bureaux dans le monde, veuillez vous rendre sur :

Site:

www.peakscientific.com/contact



Gestion de la qualité de Peak Scientific
Système conforme à : ISO:9001:2008



Accréditations de produits : 

Informations de commande

Numéro de pièce **Genius 1022** 10-6022

Kit de service annuel Genius 1022 08-4780

Plan de maintenance standard 09-3110

Plan de maintenance complet 09-3010

Site Internet: www.peakscientific.com

Email: genius@peakscientific.com