

Advion expression CMS 专用气体解决方案

Peak拥有20多年的气体发生器行业经验，现已成为市场领先的实验室气体发生器品牌。Peak的发生器只要一键开启，便可按需提供流量和纯度稳定的持续气源。售后服务方面，Peak提供原厂维保，专业的Peak工程师遍布各地，为您提供及时的服务。我们的宗旨是保证您的发生器永不宕机。

Solaris 10

- 流量10L/min, 纯度高达99.5%, 压力高达100 psi
- 专为ELSD、小型质谱和热释光计量读出器研发设计
- 彩色的LED指示灯，便于状态的识别



Solaris Air Compressor for Solaris 10 (选配)

- 出口压力120 - 145psi
- 不占用额外的空间
- 空压机叠放稳固，有效减少噪音和震动

Genius N118LA

- 提供流量高达18L/min的实验室级氮气，压力高达100psi
- 压缩机内置，无需外部气源供给
- 最新一代压缩机安装在隔离仓内，减少噪音和震动



[PEAK Protected]™

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

针对小型质谱的氮气解决方案

Peak每台发生器都在我们经过ISO 9001认证的英国制造中心进行设计和独立测试，为您提供流量持续稳定、按需供给的氮气。现场制氮的氮气发生器避免了钢瓶更换的不便，提高了实验效率，同时也免除了高压下储存大量气体的安全隐患和重复供气的需要。如果您仍然依赖高压气瓶作为您质谱的气源，Peak可以为您提供一个更经济、方便和可持续的选择。

为什么选择Peak气体发生器？

相较于高压钢瓶和杜瓦罐而言，Peak气体发生器是十分经济便捷的现场气体供应解决方案，其具备如下优势：



联系我们，了解更多！

Web: www.peakscientific.cn

Tel: 400 888 1612