Corona 1010




您身边的气体发生器专家

简介

Peak Corona 1010可满足实验室应用对高纯氮气的需求。


Corona 1010主要适用于CAD电喷雾检测器,可提供流量5L/ min,压力80psi,经过滤的高纯氮气。

Corona 1010结构紧凑,体积小巧,可方便地安装于任何实验 室。Corona系统拥有不同的配置,为实验室提供灵活的解决方 案,对于没有合适压缩空气源的客户,可选配相应定制的空压机模 块。



应用

- ThermoFisher Scientific Corona Veo
- ThermoFisher Scientific Vanquish CAD



Corona 1010置于Corona空压机上

特点

- 适用于需要高纯氮气的应用
- 可选配配套空压机
- 专为Thermo Scientific Corona和 Vanquish仪器研发
- 经市场验证的膜分离技术,提供高纯氮气
- 根据您的需要按需供给
- 经济的气体供应



技术参数	Corona 1010	
最大流速	5 lpm	
最大压力	80 psi / 5.5 bar	
纯度	<2% 02 @ 5 L/min	
气体出口	1 x 1/4 " BSPP	
最低进气压力	7.6 bar / 110 psi	
最低进气流量	30 lpm	
进气要求	IS08573 - 1:2010 Class 1.4.1	
邻苯二甲酸盐	无	
悬浮液体	无	
启动时间	5 minutes	
工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95 °F	
电气要求	110-230 VAC 50/60 HZ 0.03 A	
功耗	10 Watts	
热输出	Up to 140 BTU/Hr	
尺寸(WxDxH)	41.7 x 54 x 15.6 cm / 16.4 x 21.3 x 6.1 "	
重量	12 Kg (26.4 lbs)	

订购信息		
Part Number	81-4000	
Annual Service	08-9013	
标准维护计划	09 - 3110	
全面维护计划	09 - 3010	

Corona Air Compressor	230V	110V
Part Number	85-0555	85-1555
Annual Service	08-8352	

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月,您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护,当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。



若想了解更多,请登录 Web: www.peakscientific.cn Email:marketing@peakscientific.com



Product Certifications

