

# Solaris Air Compressor

推荐用于Solaris氮气发生器的空压机



专业呵护，触手可及

## 产品描述

PEAK Solaris空压机可用于无压缩空气源的实验室，专为Solaris氮气发生器设计的，提供其所需的压缩空气。

Solaris继续延用紧凑、节省空间的设计，可与氮气发生器一起，作为一个系统，直接置于实验台面，节省实验室的宝贵空间。

Solaris可为HPLC-ELSD或小型质谱仪提供高纯度的氮气。

## 应用

- 可供1x Solaris Nitrogen氮气发生器



## 主要特点

- 可堆叠，与Solaris氮气发生器同时使用
- 专为ELSD和小型质谱仪设计研发
- 紧凑型、堆叠式的设计，最大程度地利用实验室宝贵的空间
- 严格的生产 and 测试过程，通过CE/FCC认证
- 12个月的现场保修
- 全球范围的[Peak Protected]售后服务



技术指标	Air Compressor 110v		Air Compressor 230v
流速	适用于一台Solaris氮气发生器		
最大压力	120 psi (8.27 bar)		
气体出口	1 x 1/4" BSPP		
工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F		
电气要求	100V+/- 10% 50/60Hz 5.4A	115V+/-10% 60Hz 5.3A	230V+/- 10% 50/60Hz 2.8A
功耗	594 Watts	670 Watts	1150 Watts
热量输出	2420 BTU/hr		
机器尺寸(HxWxD)	406 x 417 x 540 mm / 16 x 16.4 x 21.3"		
重量	41.5 Kg / 91.5 lbs		

订货信息		
Part Number	65-0004	65-0003
Annual Service Kit	08-9454	
全面维护计划	09-3010	

## [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国  
Tel: 021 50791190  
若想了解更多，请登录  
Web: [www.peakscientific.cn](http://www.peakscientific.cn)  
Email: [marketing@peakscientific.com](mailto:marketing@peakscientific.com)



### Product Certifications

