

# Solaris Air Compressor

推荐用于Solaris氮气发生器的空压机



专业呵护，触手可及

## 产品描述

PEAK Solaris空压机可用于无压缩空气源的实验室，专为Solaris氮气发生器设计的，提供其所需的压缩空气。

Solaris继续延用紧凑、节省空间的设计，可与氮气发生器一起，作为一个系统，直接置于实验台面，节省实验室的宝贵空间。

Solaris可为HPLC-ELSD或小型质谱仪提供高纯度的氮气。

## 应用

- 可供1x Solaris Nitrogen氮气发生器



## 主要特点

- 可堆叠，与Solaris氮气发生器同时使用
- 专为ELSD和小型质谱仪设计研发
- 紧凑型、堆叠式的设计，最大程度地利用实验室宝贵的空间
- 严格的生产 and 测试过程，通过CE/FCC认证
- 12个月的现场保修
- 全球范围的[Peak Protected]售后服务



