

# Solaris XE

适用于LC-MS或多台ELSD的氮气发生器

货号：见反面

维护计划：见反面

**PEAK**  
SCIENTIFIC

您身边的气体发生器专家

## 简介

Peak Solaris XE氮气发生器采用膜分离技术,可以满足LC-MS、小型MS、以及多台ELSD的用气需求。Solaris XE流量可调(最高可达35 L/min的高纯氮气),纯度高达99.5%,出气压力最高为116psi,可根据需求调节,为不同的应用提供灵活多样的用气解决方案。

Solaris XE旨在为有外部压缩空气源的实验室提供氮气,压缩空气最低需满足ISO 8573-1:2010 Class 1.4.1的要求。Solaris XE机身结构紧凑,节约空间,可置于试验台上,仅需最小的放置空间。



## 应用

- ▶ LC-MS
- ▶ 小型质谱
- ▶ 多台ELSD
- ▶ TLD readers

## 特点

- ▶ 氮气流量高达35 L/min, 压力高达116psi, 纯度高达99.5%
- ▶ 出气流量和压力可调
- ▶ 小巧、可叠放的设计最大程度增加了实验室或实验台的有效空间
- ▶ LED灯设计, 智能颜色变换
- ▶ 满足英国最高生产制造和测试标准, CE/FCC认证
- ▶ 更加安全和方便的氮气供给
- ▶ 12个月现场全面质保
- ▶ **【Peak Protected】** 毕克专业售后服务和技术支持

\*承重不能超过100kg/220.4磅



技术参数	Solaris XE
最大流速	高达35 L/min
最大压力	高达116 psi / 8 bar (可调)
纯度	高达99.5 %*
气体出口	1 x 1/4 " BSPP
最大/小进气压力	80 psi/5.5 bar - 145 psi/10 bar
气源标准	ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1
污染物	无邻苯二甲酸盐和BHT
悬浮液体	无
工作温度	5°C - 30°C / 41°F - °F
电气要求	Universal 110 / 230 VAC / 50 / 60 Hz / 0.03 A
功耗	6.9 Watts
热输出	25 BTU/Hr
尺寸 (HxWxD)	156 x 343 x 650 mm 6.1 x 13.5 x 25.6"
重量	15.1 kg / 33.3 lbs
最大负重	100 kg / 220.5 lbs
噪音	静音运行
Solaris空压机兼容性	不兼容

\*取决于进气压力和出气流量

订购信息	
重量	3300671
年度维护计划	<a href="http://www.peakscientific.cn">www.peakscientific.cn</a>
年度维护计划	330671-CSP

## [PEAK Protected]™

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到[Peak Protected]的专业保障。

我们优质的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国  
Tel: 021-5079 1190  
若想了解更多，请登录  
Web: [www.peakscientific.cn](http://www.peakscientific.cn)  
Email: [marketing@peakscientific.com](mailto:marketing@peakscientific.com)

Peak获得ISO:9001:2015认证



### Product Certifications

