

Precision Hydrogen SL

GC用氢气发生器

货号：见背面

维护计划：请联系我们了解更多

PEAK
SCIENTIFIC

您身边的气体发生器专家

简介

Precision Hydrogen SL系列是用于GC-FID的小型氢气发生器，旨在为GC火焰探测器提供优质的氢气气源，纯度为99.9995%。Precision Hydrogen SL配备安全关机设置，易于使用，易于维护，占用的工作台空间极小。


Precision Hydrogen SL外形小巧，可产生高达200cc/min的氢气，同时保障使用安全。气体储存量极少，消除了使用钢瓶的安全隐患。

Precision Hydrogen SL有黑色及白色可供选择，标配1年质保。



应用

- GC火焰检测器



特点

- 2种型号可选 - 100 cc和200 cc
- 100 psi时纯度为99.9995%
- 一键开关
- 简便的维护
- 可选自动注水或加压供水
- 自动安全关机设置
- CE认证
- 1年综合质保
- 黑白双色可选

技术参数	Precision Hydrogen SL 100	Precision Hydrogen SL 200
最大流量	100cc/min	200cc/min
最大压力	100psi /6.9bar	
纯度	99.9995%	
气体出口	1 x 1/8" 卡套接头	
水质要求	去离子水或超纯水ASTM Type II (<1 μS/cm / >1 MΩ-cm)	
耗水量	Up to 0.12L/day	Up to 0.24L/day
露点	-60°C	
工作温度	10°C - 35°C / 50°F - 95°F	
电气要求	100 - 240v ±10%/50/60 Hz/6A Max.	
功耗	83.8 VA (100v, 50 Hz)/85.3 VA (100v, 60 Hz)/ 102 VA (230v, 50/60 Hz)	
热输出	983 BTU/hr	
尺寸(HxWxD)	250 x 160 x 355 mm / 9.9 x 6.3 x 14"	
重量	8Kg(17.7lbs)	

订购信息		
手动注水 货号 黑/白	3302946 / 3302943	3302952 / 3302949
自动注水 货号 黑/白	3302947 / 3302944	3302953 / 3302950
加压供水 货号 黑/白	3302948 / 3302945	3302954 / 3302951
干燥柱	3302581	
去离子柱	3302583	
全面维护计划	www.peakscientific.cn	

[PEAK Protected]™

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到[Peak Protected]的专业保障。

我们优质的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国
Tel: 021-5079 1190
若想了解更多，请登录
Web: www.peakscientific.cn



Product Certifications

