

氮气发生器 Genius 1052

We have nothing to declare but our Genius.

我们新的Genius系列的气体发生器比市场上的其他产品更顺畅，更安静，更高效。我们除了为您提供性能卓越的设备，同时为您提供世界级水平的售后服务。

PEAK SCIENTIFIC - GO WITH THE FLOW



PEAK 
SCIENTIFIC

氮气发生器 *Genius 1052*

Genius1052 是 PEAK 公司专为 Leco 的质谱研发设计的。采用 CMS 技术，以保证气体的最高纯度。研发过程中通过质谱厂家的实验验证，确保为您的设备提供最佳的气体解决方案。

特点&优势:

安静-空压机箱噪音隔绝, 将干扰水平降到最低

低热量产出-发生器工作时散热量低

认可-通过了安捷伦科技的测试并获得认证

智能-有“超负荷”和“服务”提示灯来提醒用户

移动方便-发生器脚轮设计, 可任意灵活地摆放在实验室中

安装简单-发生器“即插即用”设计

经济划算-比其他的气体供应方案性价比更高

方便-气体随用随生产, 无安全隐患, 无需担心气体用完

技术参数:

加热气体Heating Gas	20 L/min @ 2.06 bar / 0.706 CFM @ 30 psi
冷却气体Cooling Gas	12 L/min @ 1.38 bar / 0.424 CFM @ 20 psi
最低/最高工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
最大相对湿度	80% 非冷凝
最高海拔	2000 米
颗粒物	< 0.01µm
气体输出	2x 1/4" BSPP
邻苯二甲酸	无
滞留液体	无
噪音水平	54 dB(A) @ 1m
电气要求	230v 50/60Hz 7.0A
功耗	1610 watts
尺寸 (cm/ ins) WxDxH	60 x 75 x 71.2 / 23.6 x 29.5 x 28
重量 (kg/ lbs)	95 / 209

毕克气体仪器贸易（上海）有限公司

热线电话: +86 400 888 1612

电话: +86 21 5079 1190

传真: +86 21 5079 1191

网址: <http://sc.peakscientific.com>

毕克气体仪器贸易（上海）有限公司系英国 PEAK Scientific 厂家在中国大陆的全资子公司。负责 PEAK 科技公司所有进口产品在大中华地区的市场拓展, 公司本地化的销售与技术队伍为中国客户带来了更迅捷的服务响应。

产品认证:



PEAK
SCIENTIFIC

