

Genius 3010

实验室用氮气发生器

Part Number 10-6310



您身边的气体发生器专家

简介

Genius 3010可以提供流量高达64 L/min的实验室级氮气。


Genius 30系列气体发生器旨在为需要更高流量氮气的LC-MS/MS设备提供相应大流量的高纯氮气或为两台质谱设备供气。

Peak Genius系列气体发生器主要用于LC-MS/MS应用，采用空压机内置系统，可提供不同流量和压力的实验室级氮气，满足不同设备的用气需求。



应用

对氮气流量要求大于32L/min的LC-MS/MS



Genius 3010 尺寸1322 x 600 x 850 mm

特点

30系列高流速发生器可应用于更高流量要求的LC-MS/MS

内置压缩机的方案，不需要外部空气供给

经济的氮气来源，低廉的终身运营成本

最新一代压缩机位于隔离舱内，减少噪音和震动

根据您的计划，按需供应气体

12个月现场服务质保

技术参数	Genius 3010
最大流量	64 L/min
最大输出压力	6.9 bar / 100 psi
最大相对湿度	80%非冷凝
最高海拔	2000m
颗粒物	<0.01µm
气体出口	1x 1/4" BSPP
邻苯二甲酸盐	无
悬浮液体	无
工作温度	5 °C- 35°C / 41 °F- 95°F
电器要求	230 ± 10% 50 / 60 Hz 12 A
功耗	2760 VA
发生器尺寸(HxWxD)	1322 x 600 x 850 mm /52.0 x 23.6 x 33.5"
重量	168.5 Kg/371.5lbs

订购信息	
Part Number	10-6310
Annual Service	
标准维护计划	www.peakscientific.cn
全面维护计划	

[PEAK Protected]™

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国
Tel: 021 50791190
若想了解更多，请登录
Web: www.peakscientific.cn
Email: marketing@peakscientific.com



Product Certifications

