

氮气发生器 Genius 3030

We have nothing to declare but our Genius.

我们新的 Genius 系列气体发生器比市场上其他任何一款发生器更顺畅、更安静、更安全，也更有效率。Genius 系列为您提供超凡的技术性能，以及世界水平的售后服务。

PEAK SCIENTIFIC. GO WITH THE FLOW.



特点和优势:

独一无二-内置空压机,可同时为两台 AB 质谱供气

独立操作-两个系统可分别独立控制

安静-隔离空压机,将噪音干扰降到最低

移动式-配有脚轮,方便移动

安装简易-采用即插即用设计

经济-比其他的气体供应方式更经济实惠

便捷-气体随时可用,无安全隐患,无需担心气体用完

氮气发生器 **Genius 3030**

Genius 3030 可同时为两台 API 质谱供气,且两个系统可独立控制。

内置空气压缩机,无需外接空气气源。

技术规格

Curtain Gas(氮气)	2x12L/min@80psi
Source Gas(干燥空气)	2x24L/min@110psi
Exhaust(干燥空气)	2x8L/min@60psi
最低/最高工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
最高海拔	2000 米
最大相对湿度	80% 非冷凝
颗粒物	<0.01µm
邻苯二甲酸盐	无
滞留液体	无
气体出口	6 x ¼" BSP
排水出口	1 x ¼" BSP
电气要求	230v 50/60 Hz 12A
功耗	2990W
尺寸(cm/ins)	60 x 85 x 133 / 23.6 x 33.4 x 52.4
重量(Kg/lbs)	196.5/433
噪音	54 dB@1m

联系我们:

Peak Scientific Instruments Shanghai Ltd

毕克气体仪器贸易(上海)有限公司

Hotline: +400 888 1612

Tel: +8621 50791190

Fax: +8621 50791191

网址: www.peakscientific.com

邮箱: sales@peakscientific.com

产品认证:

