

氮气发生器 *Genius 3045*

We have nothing to declare but our Genius.

我们的新 Genius 系列气体发生器系列气体发生器和市场上同类型的气体发生器相比，运行时更顺畅，更安静，更安全，更高效。新 Genius 系列气体发生器表现稳定卓越，再加上我们世界级的售后的服务为您保驾护航，让您安心。

PEAK SCIENTIFIC. **GO WITH THE FLOW.**



氮气发生器 *Genius 3045*

细节&优点：

独一无二-可同时提供氮气和干燥空气，

且内置空压机

安静-隔离空压机，使噪音水平降到最低

移动方便-发生器脚轮设计，可任意灵活地

摆放在实验室中

安装简单-发生器“即插即用”设计

经济划算-比其他的气体供应方案性价比更高

方便-气体随用随生产，无安全隐患，无需

担心气体用完

Genius 3045是专为Bruker EVOQ三重四级杆质谱设计，同时提供氮气和干燥空气来满足一台质谱的应用。

技术参数表

氮气最大流速	32L/min
空气最大流速	50L/min
出口压力	5.5 bar / 80 psi
最低/最高工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
最大相对湿度	80% 非冷凝
最高海拔	2000 米
颗粒物	< 0.01µm
气体出口	2x 1/4" BSPP
排水出口	1x 1/4" BSPP
邻苯酸二甲酯	无
滞留液体	无
噪音水平	54 dB(A) @ 1m
电气要求	230v 50/60Hz 12A
功耗	2760 w
尺寸 (cm/ ins) WxDxH	60 x 85 x 130.3 / 23.6 x 33.4 x 51.3
重量(kg/ lbs)	189 / 417

毕克气体仪器贸易 (上海)
有限公司

热线电话：+86 400 888 1612

电话：+86 21 5079 1190

传真：+86 21 5079 1191

网址：http://sc.peakscientific.com

产品认证:



订货信息:

型号: Genius 3045

10-3045

年度维护包

08-4787

标准服务

09-3110

全面服务

09-3010



FM 515973



Website: sc.peakscientific.com
Email: China@peakscientific.com