

氮气发生器 **Genius N118LA**

We have nothing to declare but our Genius.

我们新的 **Genius** 系列气体发生器比市场上其他任何一款发生器更顺畅、更安静、更安全，也更有效率。**Genius** 系列为您提供超凡的技术性能，以及世界水平的售后服务。

PEAK SCIENTIFIC. GO WITH THE FLOW.



PEAK 
SCIENTIFIC

特点和优势:

独立-无需外接空压机

智能-高性能设计, 维护指示显示

安静-隔离空压机, 将噪音干扰降到最低

移动式-配有脚轮, 方便移动

安装简易-采用即插即用设计

经济-比其他的气体供应方式更经济实惠

便捷-气体随时可用, 无安全隐患, 无需担心气体用完

氮气发生器 Genius N118LA

Genius N118LA 专为 LC/MS 提供氮气, 最大流速可达 18L/min。

内置空压机, 无需外接空气气源。

技术规格

氮气	18L/min@6.9bar
最低/最高工作温度	5°C-25°C/41°F-77°F
最大相对湿度	70%
最高海拔	2000米
颗粒物	<0.01 μm
气体出口	1 x 1/4" BSP Female
邻苯酸二甲酯	无
悬浮液体	无
噪音水平	<54dB
电气要求	230V/ 50-60Hz/ 3.6A
功耗	828W
尺寸(cm/ ins) WxDxH	40 x 70 x 71 / 15.7 x 27.5 x 28
重量(kg/ lbs)	60 / 133

联系我们:

Peak Scientific Instruments Shanghai Ltd

毕克气体仪器贸易(上海)有限公司

Hotline: +400 888 1612

Tel: +8621 50791190

Fax: +8621 50791191

网址: www.peakscientific.com

邮箱: sales@peakscientific.com

产品认证:



FM515973

