



技术参数	Solaris XE
流量	35 L/min
压力	116 psi / 8 H <sub>2</sub> O ( )
效率	高达99.5%*
气体出口	1 x 1/4 " BSPP
最大/小进气压力	80 psi/5.5 bar - 145 psi/10 bar
气源标准	ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1
	BHT
悬浮液体	None
工作温度	5°C - 30°C / 41°F - °F
电气要求	Universal 110 / 230 VAC / 50 / 60 Hz / 0.03 A
功耗	6.9 Watts
热输出	25 BTU/Hr
尺寸 (HxWxD)	156 x 343 x 650 mm 6.1 x 13.5 x 25.6"
重量	15.1 kg / 33.3 lbs
最大负重	100 kg / 220.5 lbs
Solaris Compressor兼容性	NO

\*取决于进气压力和出气流量

订购信息	
Part Number	3300671
Annual Service	<a href="http://www.peakscientific.cn">www.peakscientific.cn</a>
FPPM Maintenance Plan	3300671-FPPM
Complete Maintenance Plan	3300671-CSP
Supported Maintenance Plan	3300671-SMP

## [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak

12

12

" Peak Protected

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国  
Tel: 021 50791190  
若想了解更多，请登录  
Web: [www.peakindustrial.cn](http://www.peakindustrial.cn)  
Email: [marketing@peakscientific.com](mailto:marketing@peakscientific.com)

Peak获得ISO:9001:2008认证



### Product Certifications

